




中四国 いんぷあ め〜しょん

2022年12月
第48号

企画・発行 日本赤十字社中四国ブロック血液センター 学術情報課 Tel 082-241-1619
協力 中四国ブロック内各赤十字血液センター



(照射)解凍赤血球液-LR「日赤」及び(照射)合成血液-LR「日赤」について

(照射)解凍赤血球液-LR「日赤」



有効期間：製造後4日間

【用途】まれな血液型患者等の貧血又は赤血球の機能低下に用いられます。

【調製方法】全血献血由来の(照射)赤血球液-LR「日赤」を原料として製造を行います。(照射)赤血球-LR「日赤」に凍結保護液を加えて凍結保存したものを解凍後、凍害保護液を洗浄除去し、赤血球保存用添加液(MAP)液を混和します。


【算定容量】(Ir)-FTRC-LR-1、(Ir)-FTRC-LR-2：実際の容量により算定

〈まれな血液型等の赤血球層の凍結保存〉

凍害保護液を加えた上で凍らせた冷凍血液は、中間製品として10年間保存することができます。

中四国ブロック内における過去5年間のまれな血液型の供給状況 (2017～2021年)

Ir-FTRC-LR 2%



まれな血液型		Ir-FTRC-LR2供給本数
I 群	D--	4
	In (Lu)	1
	Ko	2
II 群	Fy(a-)	1
	Jr(a-)	5

(照射)合成血液-LR「日赤」



有効期間：製造後48時間

【用途】ABO血液型不適合による新生児溶血性疾患に用いられます。

【調製方法】全血献血由来の照射O型赤血球液-LR「日赤」とAB型新鮮凍結血漿-LR「日赤」を原料として製造を行います。洗浄した(照射)赤血球液-LR「日赤」に新鮮凍結血漿-LR「日赤」を加えます。

【算定容量】(Ir-) BET-LR1：150mL、(Ir-)BET-LR2：300mL

【(照射)解凍赤血球液-LR「日赤」】及び【(照射)合成血液-LR「日赤」】は予約製剤です。予約等の発注に関することにつきましては、各県赤十字血液センターの学術情報・供給課までお問い合わせください。

(中四国ブロック血液センター 学術情報課 川尻なぎさ)

アニメイベントで献血啓発活動



さわやかな青空が広がった10月15日(土)。徳島市中心部でアニメイベントが開催されました。2009年10月から始まったこのイベントも、2020年から新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止や規模の縮小を余儀なくされましたが、今回3年ぶりの本格開催!参加を待ち望んでいた多くのコスプレイヤーやアニメファンが県内外から大集合!

街には複数のステージやイベントスペースが設けられ、コスプレ撮影会やeスポーツ大会などが行われた他、アニメグッズ販売やグルメが楽しめる屋台も多く出店し、大いに盛り上がりました。

徳島県赤十字血液センターでは学生献血ボランティア・徳島県薬務課と協働し、献血啓発活動を行いました。9月28日から利用が開始された献血Web会員サービス「ラブラッドスマホアプリ」の広報と献血協力を呼び掛け、ボランティアらが持つ「進撃の巨人」コラボダウンロードキャンペーンのボードをバックに記念写真を撮影するコスプレイヤーや、二次元バーコードをスマートフォンで読み込むアニメファンの姿が見られました。



また、主会場に近い献血ルーム アミコでは、徳島マリニピアライオンズクラブ様の協力による「カップラーメン」プレゼントキャンペーンが実施され、多くの方にご来所いただきました。

なかには人気アニメキャラクターのコスプレイヤーの姿も!「記念品目当てで初めての献血に挑戦してしまいました。これまで怖いイメージで参加できていなかったけれど、コスプレの影響なのか今日は勇気をもって挑戦することができました!」と初めての献血を終え、笑顔で賑わうアニメの街に戻っていきました。

献血に協力くださった方、ボランティアに参加くださった方、皆様本当にありがとうございました。また、待ち時間が長時間となり受付を諦めなければならなかった方、次回のご来所を心よりお待ちしております。

(徳島県赤十字血液センター 献血推進課 玉田敏彦)